

# ALTITUDE XXL



Agence de Phalempin : Agence de Cournon :

☎ : 03.28.55.07.98

☎ : 04.73.60.82.40

☎ : 03.20.90.28.89

☎ : 04.73.77.95.94



Fauteuil équipé d'un coussin d'assise de 6, 8 ou 10 cm d'épaisseur pour hauteur de dossier de 75, 77 et 79 cm. Structure en acier de diamètre 32 mm avec peinture Epoxy. Equipé de 5 roues de 100mm pour tous les sols, dont une roue directionnelle pour un guidage parfait. Equipé d'une mousse semi-mémoire de forme au niveau de l'assise et du dossier, et de housses PU Soft Touch pour un confort maximum. Livré avec tablette rabattable, appui-tête, hamais et repose-jambes réglables en inclinaison par vérin. Repose-pieds réglable en hauteur avec palette séparées. Poids maxi utilisateur : 150 kg pour tailles 55 et 60 Poids fauteuil 36 kg.

Date et cachet de la société :

### ATTENTION :

Ce modèle est réservé aux collectivités,  
il ne peut en aucun cas bénéficier d'une prise en charge.

### Sélectionner les options en cochant les cases SVP

	Prix public HT	Prix public TTC		
Fauteuil Coquille Altitude XXL taille 55 et 60 AVEC tablette <input type="checkbox"/>	-	-		


### COULEURS (pour autres coloris, merci de vous rapprocher du service commercial)

PU Soft Touch vert <input type="checkbox"/>	-	-		
PU Soft Touch Prune <input type="checkbox"/>	-	-		
PU Soft Touch Praline <input type="checkbox"/>	-	-		

### REPOSE-PIEDS

Palettes séparées <input checked="" type="checkbox"/>	-	-		
---	---	---	--	--

Hauteur Dossier		75 cm	77 cm	79 cm	
= Epaisseur coussin		10 cm	8 cm	6 cm	
Largeur Intérieur	Largeur totale	à cocher impérativement SVP			
55 XXL	79	T19	T20	T21	
60 XXL	79	T22	T23	T24	

 = Exécution standard tenue de stock (non exhaustif)

### OPTIONS ET ACCESSOIRES

Fauteuil livré sans tablette <input type="checkbox"/>	-	-	-	-
B52 Porte Serum <input type="checkbox"/>	65,50 €	69,10 €	-	